



Гель универсальный NEROGLIDE

Торговая марка

NEROGLIDE

Вариации товара

250 мл, 5 кг

Состав

Гидроксиэтилцеллюлоза, карбомер, глицерин, регулятор pH, краситель голубой.

Описание

Гель предназначен для проведения ветеринарных процедур, для смазки акушерских инструментов и обработки рук специалистов при процедуре ИО, ректальных исследованиях КРС, проведения УЗИ и родовспоможении. Гель обеспечивает скольжение между трущимися поверхностями. Гель имеет сбалансированный pH и текучую консистенцию средней вязкости, что позволяет легко использовать его при любых температурных условиях.

Преимущества:

- водорастворимый
- не портит датчики УЗИ и оборудование
- после нанесения на поверхность сохраняет свои свойства не менее 15 минут
- гель легко наносится и хорошо смывается водой.
- не обладает спермицидным эффектом, не раздражает кожу и слизистые оболочки, совместим с акушерскими перчатками из латекса и полиэтилена.
- гель не вызывает аллергии, раздражения кожных покровов и слизистых оболочек.
- используется при искусственном осеменении и родовспоможении, предотвращая травматизм животного

- не красит руки и одежду специалиста

Проведение УЗИ с помощью геля помогает достичь оптимально качественной визуализации. Перемещение датчика УЗИ по коже легкое и беспрепятственное. За счет вязкой консистенции гель плотно покрывает поверхность сканера и предохраняет ее от случайных царапин. Он не растекается по коже, долго сохраняет свои качества и легко распределяется.

+7 (4852) 59-30-10

info@nerohim.ru

